






# 各部のなまえ



12

# お手入れ・保管について

必ず、電源が「切」の状態ではACアダプターをコンセントから外して行ってください。

**足カバー (布地部分)**

**1 足カバーを取りはずす**

① 足カバーのホック (8か所) をすべてはずす。  
② 足カバーを引っ張って、本体から取りはずす。  
※締め付けベルトの面ファスナーにゴミ、髪の毛などがからまった場合、爪楊枝などで取り除く。  
※保管時は、面ファスナーを必ずとめる。

**2 手洗いでする** (洗濯機のご使用はおやめください)

① 30℃以下の水に浸し、やさしく押し洗います。  
※中性洗剤を使用してください。  
漂白成分が入っている洗剤を使用すると色落ちの原因になります。  
※色移りしやすいので他の物と分けて洗ってください。

② 十分にすすぐ。  
③ 軽く押す程度に水を切る。  
※しぼって脱水すると、生地傷みや繊維糸のほつれの原因になります。

④ 軽くしわをのびして、陰干しで十分に乾燥させる。  
※タンブラー乾燥は絶対におやめください。  
※天日干しすると、生地縮みや色あせの原因になります。  
※ぬれた状態で本体に取り付けると、感電などのおそれがあります。  
※摩擦などにより裏地に毛玉、毛羽立ちが発生する場合があります。

18

# ご使用される前の準備

必ず、「安全上のご注意」(P2～5)を読んでから、使用してください。  
※取扱説明書をよく読み、スイッチやタイマーなどが正常に動作しているか、確認してから使用してください。  
※しばらく使用しなかった場合も、もう一度正常に動作するか確認してから使用してください。

**1 足カバーが破れていないか、足挿入部に異物などがないか確認する**

※確認する際は、足カバーをはずしてください。(P.18、19参照)

**2 ACアダプターのプラグを本体に差し込む**

**3 ACアダプターをコンセントに差し込む**

**警告**

●小さな破れでも、直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜いて修理を依頼する。布地が破れた状態で使用するとけがや感電、低温やけどのおそれがあります。

13

# 使いかた

本製品を使用する前に、必ず以下の手順を行ってください。  
足が奥まで入っていない、または締め付けベルトでしっかり固定されていないと、しっかりマッサージできない場合があります。

**1 足カバーの布地を引っ張り、上部のホック(4か所)をはずし、締め付けベルトをはずす**

※足の甲の上側に締め付けベルトがあるか確認してください。  
※ストッキングを着用されている場合は、面ファスナーに接触しないように注意してください。

**2 両足を本体の奥まで入れる**

※足先の浮かないように、締め付けベルトをしっかりと引っ張ってから面ファスナーをとめる。  
※面ファスナーが足カバーに接触しないように注意してください。足カバーの生地を傷める原因になります。

**4 締め付けベルトを本体カバーの内側に入れ、足カバー上部のホック(4か所)をとめる**

**動作OFF/ONボタンを押して、電源を入れる**

※弱ランプが点灯し、マッサージがスタートします。  
※動作OFF/ONボタンを押すたびに、マッサージの強さが下記のように切り替わります。

弱 → 強 → 切

※途中で停止したい場合は、動作OFF/ONボタンを押してください。

14

# 廃棄について

●お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

# よくあるご質問

- 足裏のマッサージはどんな動きですか？
  - 前後の指圧プレートが、それぞれ独立して動作します。
  - 交互に動作するパターンと、同時に動作するパターンがあります。
- なぜ「使ってはいけないとき」があるのですか？
  - 発熱時、特に原因不明時は重大な病気かもしれません。
  - 妊娠中、産後は、ホルモンバランスが崩れています。
  - 脚部に重度の血行障害がある人は、血管に大きな負担となります。以上のような場合は必ず医師と相談のうえ、使用してください。
- 1日に何分くらい使用してもいいですか？
  - マッサージは1日約10分です。長時間のご使用は、筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効果となりますので、ご注意ください。
- 1か月の電気代は？
  - マッサージを1日10分毎日使用した場合、1か月で約1円(税込み)です。
  - ヒーターのみ1日90分毎日使用した場合、1か月で約1.5円(税込み)です。新電力料金目安単価 22円/kWh(税込み)で計算

21

# 使い終わったら

必ず、電源が「切」の状態で行ってください。

**1 本体から足を抜く**

① 足カバー上部のホック (4か所) をはずす。

② 締め付けベルトをはずす。

③ 本体から両足を抜く。

④ 足カバー上部のホック (4か所) をとめる。

**2 ACアダプターをコンセントから抜く**

**3 ACアダプターのプラグを本体から抜く**

●ACアダプターのコードは本体に巻きつけずに、束ねて保管してください。

17

MEMO

キトリ線

**〈無料修理規定〉**

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

22